



バル止血バンド
*fistula*STOP®
フィスチュラストップ



収納ケース付き

本製品はYahoo!ショッピング「バルストア」でもお買い求め頂けます。
PCサイト <http://store.shopping.yahoo.co.jp/palstore/index.html> 携帯は右のバーコードから



バル止血バンド

*fistula*STOP®
フィスチュラストップ



輸入販売元

株式会社 パルメディカル

〒101-0032
東京都千代田区岩本町三丁目9番17号
TEL: 03-5821-0607 FAX: 03-5821-9980
<http://www.palmedical.co.jp/>

商品の出荷、価格等に関するお問い合わせは担当地区の下記支店・営業所もしくは担当者までお願いします。

東京本社	TEL 03-5821-0607	FAX 03-5821-9980	関東/中京/甲信越地区
札幌支店	TEL 011-704-5528	FAX 011-704-5530	北海道地区
広島営業所	TEL 082-230-2131	FAX 082-230-2117	中国/四国/沖縄地区
帯広営業所	TEL 0155-34-9292	FAX 0155-36-9597	北海道道東地区
仙台営業所	TEL 022-225-7957	FAX 022-225-7958	東北/新潟地区
大阪営業所	TEL 06-6838-7703	FAX 06-6838-8802	近畿/北陸地区
福岡営業所	TEL 092-477-5866	FAX 092-477-5867	九州地区

メールでのお問い合わせは info@palmedical.co.jp まで

フィスチュラストップは人工透析後の止血作業を容易にします。

フィスチュラストップは患者様の快適さを求めました。

- 止血部へやさしくアクセスします。
- 止血部を均一な圧力で押さえます。
- 簡単に止血することが出来ます。
- 透析終了後、止血部を圧迫する手間から開放されます。

フィスチュラストップは医療従事者にも有用です。

- 止血作業を簡略化出来ます。
- お湯又はアルコールで簡単に洗浄できます。
- 再使用可能です。
- ケース付きなので、患者様への配布、管理保管を簡単に行うことが出来ます。
- フリーサイズです。患者様に合わせて調整して下さい。
- 従来品より止血時間の短縮が出来ます。(個人差があります。)

フィスチュラストップ使用方法

- 使用前に施設のプロトコルに従い、アルコール綿等で製品を清拭して下さい。
- 腕側止血部にガーゼ、圧迫綿等を置いて下さい。
- 本製品をガーゼ等の上から止血部に当てて下さい。
- 腕にバンドを巻き、やさしく固定して下さい。(きつく締めすぎないで下さい。)
- 継続使用の場合、月に1回程度新しい製品との交換を推奨します。

フィスチュラストップはスエーデン製です

www.fistulastop.com



*fistula*STOP™

販売名	型 式	入 り 数
バリエ止血バンド フィスチュラストップ	F 500	2 本 1 組 (ケース付き)

CE

FistulaStop is a patient bound product. It is delivered in pairs in a plastic box with a name tag attached on it.

Design protected reg.no. CDR 001614173