

WORKING FOR MEDICAL

# WEIGHT MONITOR

ベット用精密体重測定システム



## M-III

機械仕様		
モニター部	型式	AD-4329 (1台)
	電源	単相 100V
	表示方法	蛍光ネオンランプ表示
	表示項目	元体重/現体重/変化量 測定開始前0設定可能範囲±25kg 風袋引きによる除水値(-)表示 元体重復帰呼び出し可能
	最小表示重量	50g
	最大許容荷重	250kg
	表示精度	0.25%
ロードセル部	型式	SB-100L (4台)
	信号ケーブル	2.5m
	本体部	キャスター径 75mmφ ワンタッチ昇降 アルミ鋳物ボディ
オプション	プリントアウト機能/コンピュータモニタリング機能	

**ウエイトモニターMシリーズは、キャスター付透析ベット用の電子スケールです。従来必要であった和算箱も不用ですのでベットの下まわりもスッキリとし非常に簡便に精密な体重測定が行えます。**

販売元



株式会社パルメディカル  
東京都千代田区岩本町三丁目9番17号  
TEL 03-5821-0607 FAX 03-5821-9980  
<http://www.palmedical.co.jp/>