




大型三方活栓

ロペツバルブ LOPEZ[®] Valve

栄養補給・排液ライン用 大型三方活栓



大型三方活栓

ロペツバルブ

栄養補給・排液ライン用 大型三方活栓

血管系ラインと経管系ラインの差別化に

- ポート部がカテーテルチップシリンジ専用になっている大型の形状の為、経管系ラインのコネクターとして使用することにより、血管系のラインと区別が明確になり、誤注入を確実に防止できます。
- 附属のブルーアダプターを使用することにより、現在市販されている誤接続防止用輸液セットの接続も可能です。

消化器官ドレナージを、安全かつスムーズに…。

- 大きい内径の形状は、ドレナージ用のコネクターとして使用することにより、目詰まりを最低限におさえた、スムーズなドレナージが行えます。
- 洗浄の作業も、ラインの切離しの必要が無く、簡単操作で行えるので、安全・清潔です。



- 販売名 — ロペツバルブ
- 型式 — M-9000R (赤キャップ)
M-9000S (青キャップ)
- 入り数 — 50 個 / 箱

販売名：大型三方活栓ロペツバルブ
医療機器届出番号：13B1X00065000008

製造販売元



株式会社パルメディカル <http://www.palmedical.co.jp/>

本社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目9番17号
TEL. 03-5821-0607 FAX. 03-5821-9980
札幌支店 〒065-0011 札幌市東区北11条東3丁目46-60
TEL. 011-704-5528 FAX. 011-704-5530
帯広営業所 〒080-0041 帯広市西11条北5-6-10 ノースファイブ
TEL. 0155-34-9292 FAX. 0155-36-9597
仙台営業所 〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-8-28 武山興産木町通ビル3F
TEL. 022-225-7957 FAX. 022-225-7958
神奈川営業所 〒220-0004 横浜市西区北幸2-13-5 北幸くうほうすA601
TEL. 045-317-5290 FAX. 045-317-5291

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-26 新大阪末広センタービル807
TEL. 06-6838-7703 FAX. 06-6838-8802
広島支店 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町3-24-28 ル・クレール三篠102
TEL. 082-230-2131 FAX. 082-230-2117
福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-12-26 福岡Dビル1005
TEL. 092-477-5866 FAX. 092-477-5867
群馬工場 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町1-2811
TEL. 0277-55-5161 FAX. 0277-55-5163

製造元



ICU Medical, Inc