

ニチバンメディカル透析ケアセット

Disposable

Sterile

Package



DSセット

医療機器製造承認番号
21200BZZ00385000



Disposable Sterile Package

ニチバンメディカル透析ケアセット DSセット

ニチバンメディカル透析ケアセットは、厚生労働省の滅菌ガイドラインに準拠して衛生材料を滅菌処理（エチレンオキシサイドガス）した安全性の高い透析ケアセットです。

特徴

- トレーパック方式により無菌状態を維持し、安全にご使用いただけます。
- 前後処理が合理化でき、滅菌・洗浄等のコストも低減できます。
- 衛生材料は全て滅菌処理済みのディスポザブルタイプで、感染防止に適しています。
- 収納トレーやピンセットは焼却可能プラスチックを使用するなど、衛生材料は使用後に焼却処理が可能です。
- 衛生材料の在庫管理、現場での保管把握等が簡単にできます。
- トレーパックは印刷色を変えており、前セットと後セットの区別が一目で判断できます。

セット内容

ニチバンメディカル透析ケアセットには、処置方法に適した材料を厳選して採用しておりますが、更に内容物の変更が必要な場合には下記材料を代表として、更に幅広く準備致しておりますので、詳しくは担当セールスへご相談ください。

材 料	製 品 名
パッド付救急絆創膏	オーキューバン®NS
穿先部被覆保護材	チューシャバンNS
止血用パッド付絆創膏	インジェクションパッドNS
圧迫止血用パッド付絆創膏	ステップティ®NS
カテーテル固定用テープ	サージカルテープー21
カテーテル固定用テープ	キープポア®A
カテーテル固定用テープ	キープ®シルク
カテーテル固定用テープ	スキナゲート®メッシュ
フィルムドレッシング材	カテリーブ®NS
止血用圧迫綿	圧迫綿
パッド	パッド
カット綿	カット綿
綿球	綿球
綿棒	綿棒
医用不織布ガーゼ	医用不織布ガーゼ
綿ガーゼ	綿ガーゼ
ディスポタイプ・防水シート	防水シート
ディスポタイプ・ピンセット	ピンセット

発 売 元

製造販売元



ニチバングループ
ニチバンメディカル株式会社

福岡県朝倉郡筑前町野町字禅門橋1713 〒838-0815
TEL.0946-24-8021(代) FAX.0946-24-8029



QMS
ISO9001:2000
JASQ 117

2005年6月改定