



株式会社 パルメディカル

人工透析室 プライミング用架台


省スペース&省力化



※特殊仕様もうけたまわります。

寸法図

平面図



■仕様


標準：14本掛

材質：SUS-303


寸法：W1,240×D600×H1,800^{mm}

キャスター：75φ対角ストッパー付

正面図



側面図



総発売元



株式会社 パルメディカル

代理店

本社	〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-9-17 スリーゼンビル 6 階	TEL 03-5821-0607 FAX 03-5821-9980
札幌支店	〒065-0011 札幌市東区北 11 条東 3 丁目 1-19	TEL 011-704-8828 FAX 011-704-5530
広島支店	〒733-0003 広島市西区三篠町 3-12-15 ヘルビィ三篠 1F	TEL 082-230-2131 FAX 082-230-2117
帯広営業所	〒080-2474 帯広市西 24 条南 2-21-6	TEL 0155-66-9445 FAX 0155-66-9449
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 1-9-20 新中島ビル 9F	TEL 06-6838-7703 FAX 06-6838-8802
福岡営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅前南 4-2-10 南近代ビル 5F	TEL 092-477-5866 FAX 092-477-5867