

# 手術室用昇降式メイヨテーブル

カンタン

器械出し看護師一人で高さ調整  
が可能な昇降式メイヨテーブル。



テーブルサイドのレバーを握る  
ことで自由な高さ調整が可能です。



テーブル上面はフチ上げ加工され  
ています。

900mm～1,300mm



最大高さ  
1,300mm

サイズ	ベースサイズ	500mm×400mm
	トレーサイズ	600mm×400mm
	昇降範囲	900mm～1,300mm
重量	21kg	
材質	天板・支柱	ステンレス
	ベース	ステンレス
耐荷重	約10kg(支柱中心部)	

●脚部を手術台の下に  
差し込むことができます。

お問い合わせは



株式会社パルメディカル

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-17 スリーセブンビル6F  
TEL.03-5821-0607 FAX.03-5821-9980

発売元：泉 株式会社

<本 社>

〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビルディング  
TEL.(06)6448-6141 FAX.(06)6448-6146