

pal 3in1™ DISINFECTANT Wipes



pal 3in1™

環境除菌ワイプ

- 洗浄
- 除菌
- 芽胞対応

pal 3in 1 は、医療現場で高まっているニーズに応えて開発された洗浄と除菌をひとつで兼ねる事ができる環境除菌ワイプです。

環境表面に優しく、ドアノブ・ベッド柵・テーブル・トイレまわり・医療機器まで幅広い除菌が期待できます。

バクテリア・ウイルス・芽胞を含む病原菌に対して効果的です。



PASS EN16615

PHMB FREE



READY TO USE

調製不要だからすぐ使えます。

pal
MEDICAL


Made in
UK

pal 3in1™ DISINFECTANT Wipes

化学的物質

pal3in1は、第4級アンモニウム化合物とトリアミン2つの除菌剤が調合された新しい製剤を使用しています。
細菌（芽胞を形成する細菌を含む）、酵母、およびウイルスなど広範囲の微生物へ活性を示します。

EN16615適合 – ワイプのための最新欧州試験規格



- ・4フィールドワイプテスト
- ・機械的なワイプ動作を用いて、表面上の殺バクテリアと殺酵母を評価
- ・ワイプ後の微生物の交叉汚染がないことを証明

TRITEX® 先進的なワイプ材



- ・優れた保持力により、液体が底に漏れるのを防止
- ・除菌剤の効果的な放出により、表面を均一に除菌
- ・強度が高いため、濡れていても両方向の引張にも強い
- ・極めて低い発塵性

品名	外観	内容量/規格	型番	梱包単位	JANコード	標準価格
環境除菌ワイプ pal3in1		バケツタイプ200枚入 250mmx275mm	W621110JCE	4バケツ/箱	4580167169704	オープン
		ソフトパック200枚入 250mmx200mm	S522110JCE	6パック/箱	4580167169780	
		ソフトパック50枚入 200mmx175mm	S524110JCE	24パック/箱	4580167169773	

*プラズマディスプレイのような化学物質に敏感な材質から作られている製品については、メーカーの取扱説明書を事前に確認してください。

*pal 3in1環境除菌ワイプは、非侵襲性の医療機器の洗浄・除菌を意図しています。



販売元：株式会社パルメディカル
本 社：東京都千代田区岩本町三丁目9-17 スリーセブンビル6F
TEL：03-5821-0607 <http://www.palmedical.co.jp>
製造元：Pal International Limited (英国)
<http://www.palinternational.com>

Made in
UK