

ハザーダストドラッグ除染ワイプ HDクリーン

米国ChemoGLO社製ハザーダストドラッグ除染ワイプ「HDクリーン」の販売を開始します。



表面汚染検査を実施した80～90%の施設で少なくともひとつのエリアで検出値限界値以上のハザーダストドラッグが検出されている。

- Journal of Oncology Pharmacy Practice 2015より抜粋

HD CLEAN

HDクリーンは環境表面へのハザーダストドラッグ汚染と、それによる医療従事者の被曝リスクを効果的に軽減する製品です。

特長

- 幅広いハザーダストドラッグに有効。
- 2ステップの簡単操作。7,400cm²の除染が可能。
- 塩素不使用。塩素臭がなく金属に対して非腐食性。
- 除染効果についてはJOPPの論文にも掲載。
- USP800に準拠。

仕様

商品名	型式	入数	JANコード
HDクリーン	HDC-101	50セット	4580167169865

製品に対するご質問・サンプルのご要望につきましてはホームページからご連絡ください。

www.palmedical.co.jp