

HDCLEAN

ハザーダスドラッグ除染ワイブ

調製・投与エリアのハザーダスドラッグによる表面汚染を取り除きます。



USP800 に準拠！

- ・使い捨てワイブ
- ・除染
- ・ハザーダスドラッグの除去
- ・無菌包装

HDClean™の特徴

- ・簡単な清拭手順で 7,400 cm²の拭き取りが可能。
- ・第三者機関で効果が証明されています。
- ・幅広いハザーダスドラッグに有効。
- ・使用後の表面に残渣が残りません。
- ・塩素臭がありません。
- ・金属に対する腐食性がありません。

HDClean™とは？

HDClean™は簡単な 2 ステップの拭き取り操作で効果的に環境表面のハザーダスドラッグを除去できるワイブです。

HDClean™はシスプラチン・イホスファミド・シクロホスファミド・フルオロウラシル・パクリタキセル・ドセタキセルの除染について検証済みです。

なぜ HDClean™が使用されるのか？

私たちの研究では、表面汚染検査を受けた 80~90%の施設で少なくともひとつのエリアにおいて、検出値限界値以上のハザーダスドラッグが検出されていることを示しています。

HDClean™はこれらの汚染と、それに伴うハザーダスドラッグによる医療従事者の被曝リスクを効果的に軽減する製品です。

どのように HDClean™が機能するのか？

HDClean™はワイブによる 2 ステップの拭き取り処理です。2 枚のワイブを順に使用して薬局や投与現場の環境表面を拭き取ります。

独自の基布と拭き取り処理により、ハザーダスドラッグによる表面汚染を取り除きます。

製品名	型式	入数	JAN コード
HDグリーン	HDC-101	50セット	4580167169865

WWW.palmedical.co.jp

☎ 03-5821-0607



株式会社パルメディカル

製造元 Chemo GLO,LLC (米国)