

クローズド輸液システム クレープ

カテーテル内への血液逆流による閉塞・感染のリスク低減に貢献
ニュートラルディスプレイメント機構のニードルレスコネクター



コネクタータイプ



エクステンションタイプ

| 外観図 | タイプ | 製品コード | 共通商品コード(JAN) | 全長 | PV |
|-----|-------|----------|---------------|-------|--------|
| | プラグ | IA-C3300 | 4987350007490 | 2.6cm | 0.04ml |
| | プラグ | IA-C1000 | 4987350007391 | 2.4cm | 0.06ml |
| | ストレート | IA-C3302 | 4987350007537 | 18cm | 0.24ml |
| | Y管 | IA-C3331 | 4987350007575 | 19cm | 1.0ml |
| | Y管 | IA-C3332 | 4987350007599 | 43cm | 2.2ml |
| | 2股 | IA-C3322 | 4987350007551 | 13cm | 0.31ml |

一般的名称: 輸液ポンプ用延長チューブ 販売名: クレープ 医療機器認証番号: 229AABZ100012000

選任製造販売業者: 株式会社コープリッジ