


注文番号
C-5


カテーテル収納袋



●日常生活でカテーテルを収納、固定する時に使用します。
●袋の部分にカテーテルを収納して、ひもで腰に巻いて固定します。
●ご家庭で洗濯が可能です。
○サイズ 袋部：タテ12.5cm ヨコ13.5cm
ひもの長さ約1.1m (片側) 綿100%
■価格：880円 1枚入

注文番号
C-14

透析液保温カバー



●透析の加温透析液を保温します。(本製品に加温機能はありません。)
●透析液を包んでマジックテープで止めて使用します。
●3ℓの透析液まで使用できます。
●ご家庭で洗濯が可能です。
■価格：2,750円 1枚入

注文番号
P-4

スキナゲートピタット



●全方向に伸縮するため、皮膚の小さな動きにも追従し、しっかりと固定できます。
●通気性、透湿性に優れ、長時間貼っていてもムシにくく、皮膚に優しいテープです。
●ご使用時、カブレ、発赤等が生じた場合は、使用を中止して医師へ相談してください。
■価格：3,960円 25mm×5mm/巻 12巻/箱
◆製造元：ニチバン株式会社

注文番号
P-6

スポンジマクラ



●L字型にカテーテルを固定するため、固定が強化されます。
●皮膚からカテーテルが浮くため、カテーテル出口部への負担が軽減されます。
●ポリウレタン製(スポンジ)です。
○仕様：個別ビニール包装 未滅菌品
■価格：3,960円 12個/箱

注文番号
P-0

スパクリーンPD



●より安全で快適な入浴ができるよう開発された浴用専用入浴剤です。
●実使用濃度では皮膚に対する刺激性はほとんど見られません。
●速やかに溶ける白色細粒剤です。
■価格：3,300円 入数 30包/箱 浴湯200ℓあたり1包使用
◆製造元：四国化成株式会社
本製品は水道水専用です。井戸水、簡易水道等では使用できません。
本製品ご使用の際は必ず事前に医師へ相談して下さい。

注文番号
P-8

セナベール (保湿ローション)



●保湿成分(絹セリシン、アロエベラ葉エキス)がお肌の角質層まで素早く浸透し、荒れがちな肌にしっかりと潤いを与えます。
●無鉱物油、無着色、無防腐剤、無香料タイプでお肌のデリケートな方にも安心してご使用していただけます。
●大容量のポンプタイプです。
■価格：3,828円 480mℓ/本
◆製造元：株式会社相生発酵

注文番号
P-9

ポビドンヨード綿棒



●10%ポビドンヨード液含浸綿棒です。
●個包装で1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。
■価格：2,310円 入数 30本/箱 綿棒長：約15cm
◆製造販売元：ハクソウメディカル株式会社 指定医薬部外品
本製品ご使用の際は必ず事前に医師へ相談してください。

注文番号
P-10

スムーヅリムーバー



●速乾性でべたつきの少ない非アルコール性の剥離剤です。
●皮膚と粘着剤の隙間に本品を滴下しながら、粘着シールを剥離します。
●使用後はキャップをしっかりと閉めて立てた状態で保管して下さい。
■価格：1,320円 内容量30mℓ 1本/箱
◆製造元：アルケア株式会社

【CAPDケアー製品ご使用上の注意】
・初めてお使いの際は、事前に医師または看護師の指導を受けてからご使用下さい。
・入浴用パックの接着面、およびテープには低アレルギー性の接着剤を使用しておりますが、発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は、使用を中止して医師又は看護師にご相談下さい。また、稀にですが、入浴用パック、ガーセ等の接触でかゆみ等の症状があらわれる場合があります。この場合も使用を中止して医師又は看護師にご相談下さい。
・冷所(概ね10℃以下)に保管した場合、入浴用パックの素材が固くなる場合や、接着部の粘着力が落ちる場合があります。このような場合は製品を常温に馴染ませてからご使用下さい。
・高温多湿を避け、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。また、浴室内には保管しないで下さい。

【その他のご注意】
・本カタログに掲載された価格は2025年4月現在の価格です。
・消費税(10%)込み金額です。消費税率が改定された場合、価格を改定させていただきます。
・製品改良等により、予告なく、仕様、外観、価格等を変更させていただく場合があります。
・製造元の記載がない商品はすべて株式会社パルメディカルが企画販売しています。

【インターネットでの販売について】
本カタログに掲載の商品はYahoo! ショッピング【パルストア】でも販売しております。インターネットサイトではカード決済が可能です。
ご利用の方はQRコードをご利用になるか、検索サイトで「パルストア」と検索してください。

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/palstore/>



パルストア

検索

【インターネットでご購入のご注意】
インターネットでのご注文の場合、本カタログでご注文の場合と送料、手数料、発送システムが異なります。
インターネットサイト内のご利用ガイドを必ずご一読の上ご利用下さい。

特定商取引法に基づく表示 (本カタログ掲載商品共通)	
お届け方法	
お届け方法	ヤマト運輸株式会社(クロネコヤマト)による宅配
送料	ご注文 1回につき沖縄県を除き一律 660円(税込) 沖縄県のみ 1,650円(税込)。1回のお買上金額合計が 6,600円(税込) 以上の場合送料はかかりません。
引渡時期	ご注文後 3～4 日(離島を除く、営業日※換算)
海外への発送	海外発送は対応していません。
お支払い方法	
お支払い方法	商品代引き(ヤマト運輸「宅急便コレクトサービス」を利用/現金のみ)
手数料	ご注文 1回につき 330円(税込)の手数料がかかります。1回のお買上金額総額合計が 6,600円(税込) 以上の場合、手数料はかかりません。
領収書発行	送り状伝票に付属の「ヤマトファイナンシャル株式会社」が発行する代引金額領収書をもって領収書に代えさせていただきます。 (税務署で認められている会計法規上正式な領収書となります。)
お支払期限	商品配達時に運送会社の配達員に現金にてお支払い下さい。(商品代引)
返品、交換、保証について	
返品、交換	汚損、破損等、商品に不良品があった場合やご注文と異なる商品が届いた場合は、8日以内にご連絡頂ければ、返品交換いたします。 送料は当社の負担とさせていただきます。 その場合はお手数ですが事前に弊社まで電話にてご連絡の上、返送をお願いします。返送商品を確認の上ご返金又は交換品を発送させていただきます。 交換品が欠品、廃番の場合は返金での対応となります。 弊社都合により返金となった場合、商品代金、送料、手数料の合計額を限度として対応させていただきます。 なお 1回のご注文で複数ご注文された商品のうち、一部のみ返金対応となった場合は、商品代金のみのご返金とさせていただきます。 上記以外の返品、交換はお受けすることはできません。
商品の保証	商品の性質上、商品保証には対応していません。 商品に瑕疵があった場合のみ、商品代金及び送料、手数料を合計した金額を限度に保証致します。その際は返品対応に関する記載をお読みください。 なお 1回のご注文で複数ご注文された商品のうち、一部のみ保証対応となった場合は、商品代金のみを保証とさせていただきます。

※ 営業日：土、日、祝日、夏期休暇、および年末年始を除く平日

総発売元



株式会社パルメディカル

〒135-0014
東京都江東区石島2番14号
Imas Riverside 3F
TEL.0120-88-3322

CAPD

在宅ケアーパック



●CAPD在宅ケアーパック●

商品オーダー・デリバリーシステム

フリーダイヤル
でご注文

☎0120-88-3322に注文番号、
商品名、個数をお伝え下さい。

商品到着

商品は、ご注文後3～4日
お届け致します。(離島を除く)

代金お支払い

代金は商品と引換にてお支払い
下さい。

●商品に関するお問い合わせや、お気付きの点などがございましたら、フリーダイヤルまでご連絡下さい。

ご注文・
お問い合わせは…

ご注文受付時間：午前9:30～12:00・午後1:00～4:30
 **0120-88-3322**
FAXの方 0277-55-5163
お買い上げ 6,600円(税込)以上の送料等は、発送元にて負担いたします。

日常生活を快適にするCAPD在宅ケアパック。ご自宅まで迅速にお届けします。

注文番号

A-1

入浴用パックデラックス 一般タイプ



- 半透明なのでチューブの収納状態、水滴などの目視が可能です。
 - 従来品より柔らかい素材になりましたので、肌触りがよくなり、またチューブが収納し易くなりました。（従来品比）
 - 肌に優しい粘着剤を使用しています。
 - 安心の国内製造です。
- 大きさ：タテ14cm ヨコ14cm
■価格：2,365円 入数：20枚／袋

注文番号

A-2

入浴用パックデラックス 肌色タイプ



- 大きさ、接着部はA-1(一般タイプ)と同じで、肌色のタイプです。
 - チューブを入れた時、中のチューブは見えなくなります。
 - 肌に優しい粘着剤を使用しています。
 - 安心の国内製造です。
- 大きさ：タテ14cm ヨコ14cm
■価格：2,365円 入数：20枚／袋

注文番号

A-3


入浴用パックデラックス 大型タイプ




- チューブ長が長い方のための入浴用パックです。体から出ているチューブの長さが概ね50cm以上の方にお薦めします。
 - 従来品より柔らかい素材になりましたので、肌触りがよくなり、またチューブが収納し易くなりました。（従来品比）
 - 肌に優しい粘着剤を使用しています。
 - 安心の国内製造です。
- 大きさ：タテ19cm ヨコ15.5cm
■価格：2,475円 入数：20枚／袋

パックご使用方法


注:入浴中の水漏れに気が付かれましたら、入浴を中止し、出口部のケアをよくおこない、医師又は看護師に処置をご相談ください。




カテーテルの先端キャップやクランプが閉まっていることを確認して、接続チューブの先端をパックに入れます。
パックを回しながら、接続チューブとカテーテルを入れます。



内側シールを下、上の順に剥がして、接着部の皮膚のシワを伸ばし、空気をできるだけ抜き貼り付けます。



外側シールを下、上の順に剥がして、固定します。



接着面が密着しているかを確認してから入浴してください。

注文番号

P-1w

カテーテルケアセット



- 綿棒、不織布タイプのガーゼのセットです。
- 綿棒、ガーゼとも滅菌、個包装になっており衛生的です。
- ガーゼは吸水性に優れたレーヨン素材を使用しております。
- 仕様（綿棒）：木軸約15cm 綿部直径11mm 個別滅菌包装
- 仕様（ガーゼ）：7.5cm×7.5cm 8PLY 個別滅菌包装
- 価格：4,730円 入数：綿棒100本・ガーゼ100枚／箱
- ◆発売元：株式会社パルメディカル

注文番号

P-2w

滅菌綿棒



- P-1Wカテーテルケアセットの綿棒のみをご用意しました。
- 1本ずつの滅菌包装です。
- 仕様：木軸約15cm 綿部直径11mm 個別滅菌包装
- 価格：4,730円 入数：200本／箱
- ◆発売元：株式会社パルメディカル

注文番号

P-5N

滅菌ネオガーゼ



- P-1Wカテーテルケアセットのガーゼのみをご用意しました。
- レーヨン素材の不織布ガーゼです。
- 1枚ずつの滅菌包装です。
- 仕様：7.5cm×7.5cm 8PLY 個別滅菌包装
- 価格：4,730円 入数：200枚／箱
- ◆発売元：株式会社パルメディカル

注文番号

Y-1

滅菌Yカットガーゼ（不織布タイプ）



- カテーテル出口部を保護します。
- 吸水性、拡張性に優れ、ウェット状態でも強い素材です。
- 1枚ずつ滅菌包装されており衛生的です。
- 仕様：7.5cm×7.5cm 8PLY 個別滅菌包装
- 価格：1,375円 入数：50枚／箱
- ◆製造元：オオサキメディカル株式会社